

MESI mTABLET SPO2

Das modulare, kabellose Pulsoximeter

SCHNITTSTELLE ZU VIELEN
ORDINATIONSSYSTEMEN
UND EHR VERFÜGBAR



- Eine intuitive Benutzeroberfläche mit schnell einstellbaren Betriebsarten
- Großer Bildschirm mit hoher Sichtbarkeit von SpO2-Werten
- Erkennung von Bewegungsartefakten und hohe Leistung auch bei geringer Perfusion

MONITORFUNKTION



 TON- UND
SICHTALARME



 DRAHTLOS
& TRAGBAR

 ZUSÄTZLICHE MESSUNGEN
UND APPS

ANWENDUNGSERWEITERUNG

6-minütiger Belastungstest

- Eine optimierte Methode zur Durchführung eines Belastungstests
- Einfach durchzuführender Test mit einem Schritt-für-Schritt-Protokoll
- Einfach durchzuführender Test mit einem Schritt-für-Schritt-Protokoll



AUFZEICHNUNG DES
PATIENTENZUSTANDS
VOR UND NACH DEM
TEST



AUTOMATISCHE
Distanz-
BERECHNUNG



OPTION ZUR AKTIVIERUNG
EINER WIEDERHERSTELLUNGSPERIODE
NACH DEM TEST



10- ODER
15-PUNKT-
BORG-SKALA

