


MESI mTABLET ABI

Der intelligente kabellose Knöchel-Arm-Index

- PADsense™-Algorithmus zur Erkennung einer schweren peripheren arteriellen Verschlusskrankheit
- 3CUFF™ Technologie ermöglicht simultane Messungen
- 1-minütige, schnelle und zuverlässige ABI-Messung mit Auswertung der Pulswellenform

 SCHNITTSTELLE ZU VIELEN
 ORDINATIONSSYSTEMEN
 UND EHR VERFÜGBAR

 3CUFF™
 TECHNOLOGIE

 MEHRERE
 MANSCHETTENGROSSEN

PAD

 PADsense™ -
 ALGORITHMUS

 DRAHTLOS &
 TRAGBAR


Warum MESI mTABLET ABI?



- SmartArm™ Erkennung – zur Feststellung des höheren Blutdrucks
- Automatische und simultane 3-cuff-Messung
- Verschiedene Manschettengrößen und die Möglichkeit, verschiedene Größen während einer Messung zusammenzubringen
- Pulswellen- und Oszillationsdiagramme
- Erweiterte Überprüfung und Warnungen, dank des PADsense™ Algorithmus
- ABI Bewertung für die Anwendung von Kompressionsverbänden

App-Erweiterungen

Das MESI mTABLET ABI ist nicht nur ein fortgeschrittenes Knöchel-Arm-Index-Messgerät. Durch die erweiterte Nutzung von Smartapps, wie der BP-App oder der Photo-App, können Sie den Blutdruck messen oder die Heilung von Hautkrankheiten überwachen - und das nur mit ein paar Klicks auf einem einzigen Gerät.



Sanitas Zentrale Salzburg
Holunderstraße 6
A-5071 Wals
Telefon: +43 / (0) 662 / 85 21 86 - 0
Fax: +43 / (0) 662 / 85 21 86 - 70
Email: sanitas@sanitas.at



Sanitas Niederlassung Wien
Leo-Mathausen-Gasse 70
A-1230 Wien
Telefon: +43 / (0) 662 / 85 21 86 - 0
Fax: +43 / (0) 662 / 85 21 86 - 70
Email: sanitas@sanitas.at